

LINEA MISURO

DIURESIS ORARIA

Misuro è il brand di HMC Group per la **misurazione della diuresi oraria a circuito chiuso**.

Un sistema composto da una camera di plastica graduata e sistema di "troppo pieno" con scarico automatico.

Presenza di due valvole di non ritorno e due filtri antibatterici per la compensazione della pressione e un rapido svuotamento.



COMING SOON

La ricerca e sviluppo di HMC Group sta progettando un restiling del dispositivo per la misurazione della diuresi oraria basato sulle più recenti indicazioni che provengono dagli utilizzatori ed in particolare dai reparti di terapia intensiva.

Il restiling riguarderà una nuova camera di raccolta, più performante con doppia graduazione per la


misurazione di piccoli volumi e che consentirà uno svuotamento più rapido nella sacca di raccolta.

L'innovazione e lo sviluppo di nuovi e più performanti prodotti da mettere a disposizione delle strutture sanitarie rappresenta da sempre mission e obiettivo imprescindibile di HMC Group.



DISPONIBILI
SU RICHIESTA
CAPACITÀ DA 1500,
3000, 5000 ML

MISURO 20

CODICE	CAPACITÀ ml	RUBINETTO DI SCARICO	GANCIO	PUNTO PRELIEVO SENZA AGO	
M0790034S	2000	Yes	No	No	10
M0790034SG	2000	Yes	Yes	No	10
M07034SNL	2000	Yes	No	Yes	10
M07034SGNL	2000	Yes	Yes	Yes	10

TUTTI I CODICI E CARATTERISTICHE DA PAGINA 16