

# THORACIC DRAINAGE

## *Drenaggio toracico*



Download catalogue





## DRENAGGIO TORACICO

### *Thoracic drainage*

DRENAGGI 1 BOTTIGLIA  
***1-bottle drainage set***

p. 3

DRENAGGI MULTI-BOTTIGLIA  
***Multi-bottle drainage set***

p. 4

RICAMBI PER DRENAGGI  
***Drainage set spare parts***

p. 5

TORACENTESI - PARACENTESI  
***Thoracentesis - Paracentesis***

p. 7

# DRENAGGI 1 BOTTIGLIA

## 1-Bottle drainage set



	CODICE CODE	CAPACITÀ CAPACITY ml	MATERIALE MATERIAL	PAZIENTI PATIENTS	P. MAX mmHG	LUNGHEZZA TUBO TUBE LENGHT		REGOLABILE ADJUSTABLE	SUPPORTO A PAVIMENTO FLOOR SUPPORT	CARTONE CARTON
						VUOTO VACUUM mm	DRENAGGIO DRAINAGE mm			
<b>PEDIATRICO</b> <b>PEDIATRIC</b> 1 BOTTIGLIA IN PLASTICA <b>1-plastic bottle system</b>	M037295/1P	1000	PVC	ADULT	-350	385	800	Yes	Yes*	20
1 BOTTIGLIA IN PLASTICA <b>1-plastic bottle system</b>	M037251P	1000	PVC	ADULT	-350	385	1000	Yes	Yes	20
	M033371	2000	PVC	ADULT	-350	385	1500	Yes	Yes*	10
1 BOTTIGLIA IN PLASTICA <b>1-plastic bottle system</b>	M037261P	3000	PVC	ADULT	-100	385	1500	Yes	Yes*	10
	M033201	3000	PVC	ADULT	-350	385	1500	Yes	Yes*	10

\* Q.TÀ 1 PER CONFEZIONE / \*Q.ty 1 per box



# DRENAGGI MULTI-BOTTIGLIA

## *Multi-bottle drainage set*



CODICE CODE	CAPACITÀ CAPACITY ml	P. MAX mmHG	LUNGHEZZA TUBO TUBE LENGHT		PUNTO PRELIEVO SENZA AGO NEEDLE-LESS DRAWING POINT	CARTONE CARTON
			VUOTO VACUUM mm	DRENAGGIO DRAINAGE mm		
M033219	600/3000	-350	385	1500	NO	6

2 BOTTIGLIE IN PLASTICA  
- regolazione del vuoto

**2-plastic bottles system**  
- vacuum regulator



M032812



M032857

M033370



M037261V




	CODICE CODE	CAPACITÀ CAPACITY ml	MATERIALI MATERIAL	P. MAX mmHG	CARTONE CARTON
BOTTIGLIE DI RICAMBIO IN PLASTICA <i>Spare plastic bottles</i>	M032857	1000	PVC	-350	10
	M033370	2000	PVC	-350	15
	M032812	3000	PVC	-100	15
BOTTIGLIE DI RICAMBIO IN VETRO <i>Spare glass bottles</i>	M032812V	2000	VETRO	-750	4
	M037261V	2000	VETRO	-750	10



# RICAMBI PER DRENAGGI

## *Drainage set spare parts*




M037295

M037296

	CODICE CODE	PER BOTTIGLIE FOR BOTTLES		NR. BOTTIGLIE NR. BOTTLES	LUNGHEZZA TUBO TUBE LENGHT		REGOLA- BILE ADJU- STABLE	CARTONE CARTON
		PLASTICA PLASTIC lt.	VETRO GLASS lt.		VUOTO VACUUM mm	DRENAGGIO DRAINAGE mm		
TUBO RICAMBIO PER SISTEMI A 1 BOTTIGLIA <i>Spare tube for 1-bottle systems</i>	M037295	1 / 2 / 3	2	1	385	1500	Yes	25
	M037293	-	2	1	385	1000	Yes	25
TUBO RICAMBIO PER SISTEMI 2 BOTTIGLIE <i>Spare tube for 2 &amp; 3-bottles systems</i>	M037296	0,6 / 1 / 2 / 3	2	2	385	1500	Yes	20

# TORACENTESI - PARACENTESI

## Thoracentesis - Paracentesis



M032020S



M032010S

CODICE CODE	GESTIONE FLUSSO FLOW MANA- GEMENT	SIRINGA SYRINGE	CAPACITÀ CAPACITY ml	VNR	RUBINETTO DI SCARICO DISCHARGE STOPCOCK	AGHI - NEEDLES			CARTONE CARTON
						TIPO TYPE	LUNGHEZZA LENGTH	CALIBRO GAUGE	
M032000S	STOPCOCK	YES	2000	YES	YES	3 AGHI 3 needles	55mm	14G/ 16G/19G	30
M032010S	STOPCOCK	YES	2000	YES	YES	3 AGHI 3 needles	80mm	14G/ 16G/19G	30
M032020S	STOPCOCK	YES	2000	YES	YES	AGO DI VERESS Veress needle	100mm	15G	30
M032012S	STOPCOCK	YES	2000	YES	YES	1 AGO 1 Needle	80mm	15G	30
M032034S	STOPCOCK	YES	2000	YES	NO	3 AGHI 3 Needles + AGO DI VERESS Veress needle	55mm + 100mm	14G/ 16G/19G + 15G	30


- RUBINETTO 3 VIE 360°
- SACCA CON VALVOLA DI NON RITORNO
- SACCA CON RUBINETTO DI SCARICO
- SIRINGA 60 ml
- **3-way stopcock 360°**
- **Bag with non-return valve**
- **Bag with drain tap**
- **60 ml syringe**

- RUBINETTO 3 VIE 360°
- SACCA CON VALVOLA DI NON RITORNO
- SIRINGA 60 ml
- **3-way stopcock 360°**
- **Bag with non-return valve**
- **60 ml syringe**



# TORACENTESI - PARACENTESI

## Thoracentesis - Paracentesis



M032018S



M032011S

	CODICE CODE	GESTIONE FLUSSO FLOW MANA- GEMENT	SIRINGA SYRINGE	CAPACITÀ CAPACITY ml	VNR	RUBINETTO DI SCARICO DISCHARGE STOPCOCK	AGHI - NEEDLES			CARTONE CARTON
							TIPO TYPE	LUNGHEZZA LENGTH	CALIBRO GAUGE	
- VALVOLA DI SICUREZZA UNIDIREZIONALE AUTOMATICA	M032001S	VALVE	YES	2000	YES	YES	3 AGHI 3 Needles	55mm	14G/ 16G/19G	30
- SACCA CON VALVOLA DI NON RITORNO	M032011S	VALVE	YES	2000	YES	YES	3 AGHI 3 Needles	80mm	14G/ 16G/19G	30
- SACCA CON RUBINETTO DI SCARICO	M032021S	VALVE	YES	2000	YES	YES	AGO DI VERESS Veress needle	100mm	15G	30
- SIRINGA 60 ml										
- <b>Unidirectional automatic safety valve</b>										
- <b>Bag with non-return valve</b>										
- <b>Bag with drain tap</b>										
- <b>60 ml syringe</b>										
SACCA DI RICAMBIO PER TORASET	M022008S	-	-	2000	-	YES	-	-	-	100
- RUBINETTO DI SCARICO										
- <b>Drain tap</b>										

# TORACENTESI - PARACENTESI

## Thoracentesis - Paracentesis



M032120S

	CODICE CODE	GESTIONE FLUSSO FLOW MANA- GEMENT	SIRINGA SYRINGE	CAPA- CITÀ CAPA- CITY ml	VALVOLA VALVE	RUBINETTO SACCA STOPCOCK	AGHI - NEEDLES			CARTONE CARTON
							TIPO TYPE	LUNGHEZZA LENGTH	CALIBRO GAUGE	
- SACCA CON VALVOLA DI NON RITORNO	M032044S	STOPCOCK	YES	2000	YES	YES	3 AGHI 3 Needles	55mm	14G/ 16G/19G	30
- SACCA CON RUBINETTO DI SCARICO	M032120S	STOPCOCK	YES	2000	YES	YES	AGO CANNULA Cannula needle	51mm	16G	30
- SIRINGA 60 ml <b>- Bag with non-return valve</b> <b>- Bag with drain tap</b> <b>- 60 ml syringe</b>	M032043S	STOPCOCK	YES	2000	YES	YES	3 AGHI 3 Needles	80mm	14G/ 16G/19G	30
- SACCA CON VALVOLA DI NON RITORNO	M032018S	STOPCOCK	YES	5000	YES	YES	AGO DI VERESS Veress needle	100mm	15G	20
- SACCA CON RUBINETTO DI SCARICO	M032041S	STOPCOCK	YES	5000	YES	YES	3 AGHI 3 Needles	80mm	14G/ 16G/19G	20
- SIRINGA 60 ml <b>- Bag with non-return valve</b> <b>- Bag with drain tap</b> <b>- 60 ml syringe</b>	M032160S	STOPCOCK	YES	5000	YES	YES	AGO CANNULA Cannula needle	51mm	16G	20



# TORACENTESI - PARACENTESI

## *Thoracentesis - Paracentesis*



M032017S

	CODICE CODE	GESTIONE FLUSSO FLOW MANAGE- MENT	SIRINGA SYRINGE	CAPACITÀ CAPACITY ml	VNR	RUBINETTO DISCHARGE	AGHI - NEEDLES			CARTONE CARTON
							TIPO TYPE	LUNGHEZZA LENGTH	CALIBRO GAUGE	
- SACCA CON VALVOLA DI NON RITORNO	M032017S	STOPCOCK	YES	8000	YES	YES	AGO DI VERESS <i>Veress needle</i>	100mm	15G	20
- SACCA CON RUBINETTO DI SCARICO	M032028S	STOPCOCK	YES	8000	YES	YES	3 AGHI <i>3 Needles</i>	55mm	14G/ 16G/19G	20
- SIRINGA 60 ml	M032029S	STOPCOCK	YES	8000	YES	YES	AGO DI VERESS <i>Veress needle</i>	80mm	14G/ 16G/19G	20
- <b>Bag with non-return valve</b>	M032200S	STOPCOCK	YES	8000	YES	YES	AGO CANNULA <i>Cannula needle</i>	51mm	16G	20
- <b>Bag with drain tap</b>										
- <b>60 ml syringe</b>										



# THORACIC DRAINAGE

## *Drenaggio toracico*



**HMC Premedical S.p.A**

**HEADQUARTER AND MANUFACTURING PLANT**

via Bosco n. 1/3 - 41037 Mirandola (Mo) Italy

Tel. +39 0535 22704 - Fax +39 0535 609546

info@hmcgroup.it - info@pec.hmcpremedicalsspa.com

[www.hmcgroup.it](http://www.hmcgroup.it)

I prodotti presenti in questo catalogo sono Dispositivi Medici a Marchio CE, in conformità alla Direttiva 93/42/CEE ed al Regolamento (UE) 2017/745, di cui HMC Premedical è Fabbricante a termini di legge.

The products in this catalog are Medical Devices CE Marked, in compliance with the Directive 93/42 / EEC and the Regulation (EU) 2017/745, of which HMC Premedical S.p.a. is the Legal Manufacturer.

Specifiche attenzioni/precauzioni che devono essere seguite per prevenire potenziali pericoli ed a beneficio della sicurezza di pazienti ed utilizzatori sono riportate, quando applicabili, nelle IFU.

Specific attentions/precautions to be taken to prevent potential hazards and to the benefit of the safety of patients and users shall be reported, where applicable, in the IFU.