

DIMAR

PRODUCT LINE

Intensive Care Unit &
Hospital Departments

100%
MADE IN ITALY

DimAir Line

NUCALE
INTERCAMBIABILE

5° PUNTO
DI FISSAGGIO

VERSIONI
-MONOPAZIENTE
-RISTERILIZZABILE

PASSAGGIO
DEDICATO
PER SONDINO
NASOGASTRICO

MAGGIOR SPAZIO
PER IL NASO

RACCORDI
INTERCAMBIABILI

RACCORDO
INGRESSO GAS

TOTAL FACE
DIMAXZERO

MASCHERA TOTAL FACE "DIMAX ZERO"

Maschera Total Face di nuova generazione per la Ventilazione Meccanica Non Invasiva in tecniche di PSV, BIPAP e CPAP. L'innovativa configurazione riduce a Zero il rebreathing di CO₂. Caratterizzata dalla presenza di 5 punti di fissaggio, ottimizza il sincronismo paziente/ventilatore, riduce le perdite e migliora il comfort. L'ampio spazio per i nasi prominenti e la possibilità di sostituire il raccordo per trasformare la stessa maschera in Vented o Non Vented, rendono DIMAX ZERO l'interfaccia ideale per la Ventilazione Non Invasiva.

8 plus

- + **Zero rebreathing**
- + **Raccordi**
- + **Comfort**
- + **Tenuta**
- + **Praticità**
- + **Versatilità**
- + **Sicurezza**
- + **Versioni**

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Zero spazio morto.
- 5 punti di fissaggio.
- Maggior spazio per il naso.
- Accessi dedicati per SNG.
- Versioni monopaziente e risterilizzabile.
- Connettori intercambiabili:
22F Non Vented
22M Vented



VANTAGGI

- Zero rebreathing di CO₂.
- Maggior sincronismo Paziente/Ventilatore.
- Maggior tenuta pneumatica.
- Maggior comfort per nasi prominenti.
- Minor trazione del nucale.
- Minori rischi di lesioni da contatto.
- Possibilità di passaggio per sondino nasogastrico e sonda per fibrobroncoscopia, senza perdite e interruzione della ventilazione.
- Versioni monopaziente e risterilizzabile in autoclave a 134°C - gas plasma – ETO.

RIFERIMENTI:

MONOPAZIENTE *	TAGLIA	RDM	CND/EMDN
700/6919	XS/PED	2683312	R0301010202
700/6828	SMALL		
700/6829	MEDIUM		
700/6830	LARGE		
700/6831	EXTRA LARGE		
700/7226	EXTRA EXTRA LARGE		

* In confezione singola, confezione multipla da 5 pezzi

RISTERILIZZABILE**	TAGLIA	RDM	CND/EMDN
700/6920	XS/PED	2683333	R0301010202
700/6824	SMALL		
700/6825	MEDIUM		
700/6826	LARGE		
700/6827	EXTRA LARGE		
700/7225	EXTRA EXTRA LARGE		

** In confezione singola

Fluido-Dinamica
del CO₂
rebreathing
nella maschera
Total Face Standard
rispetto alla
DIMAX ZERO



Il 5° punto di fissaggio
consente una maggior tenuta
e maggior comfort



Passaggio dedicato
per SNG



Raccordo "NonVented"
per ventilatore bitubo



Configurazione per CPAP
con generatore Venturi
"Easy Vent"
(700/3482 PEEP con filtro)



Configurazione con
ventilatore bitubo



Configurazione con
ventilatore monotubo



DIMAX ZERO
XS/Pediatrica



HMC Premedical S.p.A

Via Bosco 1/3 – 41037 Mirandola – MO – I
Tel: +39 0535 22704 Fax: +39 0535 609546

