

DIMAR

PRODUCT LINE

Intensive Care Unit &
Hospital Departments

100%
MADE IN ITALY

DimAir Line



TOTAL FACE DIMAX

MASCHERA DIMAX TOTAL FACE

Maschera Total Face di nuova generazione per la Ventilazione Meccanica Non Invasiva in tecniche di PSV, BIPAP e CPAP. Caratterizzata dalla presenza di 5 punti di fissaggio, ottimizza il sincronismo paziente/ventilatore, riduce le perdite e migliora il comfort. L'ampio spazio per i nasi prominenti e la possibilità di sostituire il raccordo per trasformare la stessa maschera in Vented o Non Vented, rendono DIMAX l'interfaccia ideale per la Ventilazione Non Invasiva.

7 plus

- + **Raccordi**
- + **Comfort**
- + **Tenuta**
- + **Praticità**
- + **Versatilità**
- + **Sicurezza**
- + **Versioni**



Il 5° punto di fissaggio consente una maggior tenuta e maggior comfort



Kit con Easy Vent (700/3482 PEEP con filtro)



Raccordo "NonVented" con valvola di sicurezza

CARATTERISTICHE TECNICHE

- 5 punti di fissaggio.
- Maggior spazio per il naso.
- Accessi dedicati per SNG.
- Connettori intercambiabili.
- 22M Vented
- 22F Non Vented



Passaggio dedicato per SNG



Raccordo "NonVented" per ventilatore bitubo



Raccordo "Ventilato" con valvola di sicurezza

VANTAGGI

- Maggior sincronismo Paziente/Ventilatore.
- Maggior tenuta pneumatica.
- Maggior comfort per nasi prominenti.
- Minor trazione del nucale.
- Minori rischi di lesioni da contatto.
- Possibilità di passaggio per SNG e sonda per Fibrobroncopia, senza perdite e interruzione della ventilazione
- Versioni Monopaziente e Risterilizzabile in Autoclave 134° C. - Gas Plasma - ETO



RIFERIMENTI:

MONOPAZIENTE *	TAGLIA	RDM	CND/EMDN
700/6989	XS/PED	2683312	R0301010202
700/6709	SMALL		
700/6710	MEDIUM		
700/6711	LARGE		
700/6712	EXTRA LARGE		
700/7243	EXTRA EXTRA LARGE		

RISTERILIZZABILE**	TAGLIA	RDM	CND/EMDN
700/7268	XS/PED	2683333	R0301010202
700/6739	SMALL		
700/6740	MEDIUM		
700/6741	LARGE		
700/6742	EXTRA LARGE		
700/7269	EXTRA EXTRA LARGE		

* In confezione singola, confezione multipla da 5 pezzi

** In confezione singola



HMC Premedical S.p.A

Via Bosco 1/3 – 41037 Mirandola – MO – I
Tel: +39 0535 22704 Fax: +39 0535 609546

