

DIMAR

PRODUCT LINE

DimAir Line

VALVOLE PEEP

Valvole PEEP regolabili da 0 a 20 cmH₂O,
Idonee per mantenere la pressione positiva in Sistemi respiratori.
Confezione singola. Confezione multipla 10 pezzi.
Precalibrate da 2,5 a 20 cmH₂O , codice 700/6339



CODICE	DESCRIZIONE	RDM	CND/EMDN
700/5056	VALVOLA PEEP 0 - 20 cmH ₂ O	2683521	R028001
700/6336	VALVOLA PEEP 0 - 20 cmH ₂ O con molla		
700/5049	VALVOLA PEEP 0 - 20 cmH ₂ O CON FILTRO ANTIMICROBICO		
700/5050	VALVOLA PEEP 0 - 20 cmH ₂ O CON MOLLA E FILTRO ANTIMICROBICO		



PALLONE CPAP

Dispositivo ad elevata compliance ideale per stabilizzare la pressione
Capacità di 25 litri. Connettore 22Flex.
Confezione singola. Confezione multipla 10 pezzi.

CODICE	DESCRIZIONE	RDM	CND/EMDN
700/5055	PALLONE CPAP	2683516	R03020102

MANOMETRO

Misura il valore di pressione presente nel sistema CPAP.
Scala graduata da 0 a 20 cmH₂O.
Confezione singola. Confezione multipla da 10 pezzi.



CODICE	DESCRIZIONE	RDM	CND/EMDN
700/6355	MANOMETRO DA CASCO 22F	2683488	R03010180
700/6353	MANOMETRO DA CASCO 22M		
700/3342	MANOMETRO DA MASCHERA		

ACCESSORI CPAP



VALVOLA BIDIREZIONALE codice 700/5067

Valvola anti soffocamento / anti asfissia. Apertura e chiusura automatica al valore di pressione limite di 2,5 cmH₂O. L'apertura della valvola consente l'ingresso dell'aria fresca e l'uscita del gas espirato.
Confezione singola. Confezione multipla da 10 pezzi.



VALVOLA UNIDIREZIONALE codice 700/5058

Valvola di sicurezza unidirezionale. Previene rischi di asfissia in caso di perdita di pressione nei sistemi respiratori a pressione positiva.
Confezione singola. Confezione multipla 10 pezzi.



VALVOLA DI SOVRAPPRESSIONE codice 700/5057

Valvola di sicurezza pre-calibrata a 20 cmH₂O. Applicata su caschi CPAP e NIMV, evita l'aumento di pressioni interne a livelli superiori a 20 cmH₂O.
Confezione singola. Confezione multipla 10 pezzi.



ESTENSIONE CVC A 4 VIE codice 700/3358

Per il collegamento a tenuta pneumatica al catetere venoso centrale in ventilazione non invasiva con il casco.
Confezione singola. Confezione multipla 10 pezzi.



KIT PER AEROSOL codice 700/5065

Kit per la somministrazione di farmaci nebulizzati. Composto da boccaglio, tubo di collegamento, nebulizzatore e tubo di ossigeno.
Confezione singola. Confezione multipla da 10 pezzi.

