

DIMAR

PRODUCT LINE

Ambulance
Emergency
& Hospital Departments

DimAir Line




***SISTEMA PER
PRESSIONE POSITIVA***

Sistema di pressione positiva costituito da un singolo tubo generatore Venturi, pezzo "T" assemblato con manometro e ugello. Sistema Venturi paziente unico, in grado di generare un FiO2 di ca. 0,35, dotato di tubo O2 lungo 180 cm e connettore.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- 1. Boccaglio
- 2. T Piece
- 3. Generatore Venturi a tubo singolo
- 4. Manometro
- 5. Tubo Ossigeno lungo 180 cm con connettore



VANTAGGI:

- Dispositivo destinato al trattamento non invasivo delle insufficienze respiratorie
- Espandere i polmoni aumentando la capacità residua funzionae (FRC)
- Trattamento della atelectasia



•In confezione singola
Confezione multipla da 10



Il sistema può essere
utilizzato con l'EASY
VENT VENTURI
AEROSOL KIT

DESCRIZIONE	SPU	CND/EMDN	RDM
SISTEMA PER PRESSIONE POSITIVA	700/3424	R03010180	2683488

DESCRIZIONE	SPU	CND/EMDN	RDM
AEROSOL KIT	700/5066	N.A.	142843

N.A.
Per l'articolo assemblato. 22 - MDR 2017/745/UE non viene fornito il CND, che è indicato per i singoli componenti dei prodotti del KIT e contenuto all'interno della configurazione, come indicato nelle singole schede tecniche.