

DIMAR

PRODUCT LINE

Ambulance
Emergency
& Hospital Departments

DimAir Line



***HIGH PERFORMANCE
MAX EASY VENT***

Sistema Venturi ad alta prestazione, per terapia CPAP.

Consente la selezione di valori di FiO₂, predefiniti a 30% - 60% - 90% .
Dispositivo preassemblato e pronto all'uso, di peso ridotto e di minimo ingombro, offre maneggevolezza, praticità e rapidità di esecuzione per l'operatore ed efficacia per il paziente.

HIGH PERFORMANCE MAX EASY VENT è la soluzione pratica ed efficace per la somministrazione di miscele aria/ossigeno in CPAP;
Dispositivo compatto facile ed affidabile in Emergenza, Urgenza e Terapia.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Tubo corrugato 180 cm
- Innesti rapidi UNI, DIN, AFNOR
- Manometro per il monitoraggio della pressione



Maschera Total Face



VANTAGGI

- Regolabile
- Peso ridotto, compatto
- Pronto per l'uso



Maschera Oronasale



DESCRIZIONE	CODICE	TAGLIA	PACKAGING	RDM	CND/EMDN
HIGH PERFORMANCE MAX EASY VENT <i>con Maschera Oronasale</i>	700/7580	S	In confezione singola. Confezione multipla da 10 pezzi .	R0301010202	2683312
	700/7581	M			
	700/7582	L/XL			
HIGH PERFORMANCE MAX EASY VENT <i>con Maschera DIMAX</i>	700/7621	S	In confezione singola. Confezione multipla da 5 pezzi.		
	700/7622	M			
	700/7623	L			
	700/7624	XL			
	700/7625	XXL			

