

PRODUCT LINE

DIMAR

**LEADERS
IN
VENTILAZIONE
NON INVASIVA**

CATALOGO PRODOTTI



HMC GROUP

We help health

www.hmcgroup.it



PRODOTTO	DESCRIZIONE	PAGINA
MASCHERE TOTAL FACE	DIMAX ZERO	3
	DIMAX SPU • P • R INFORMAZIONI UTILI	10
	DIMAX	11
MASCHERE ORONASALI	"COMFO"	20
	"FRONT"	21
	"C"	22
EMERGENZA	MAX EASYVENT	24
	HIGH PERFORMANCE MAX EASYVENT	26
	MASCHERA E.V.E.	28
	MASCHERA EASY VENT	28
	COULISSE CASCHI	28
CASCHI	CPAP CASCHI	29
	NIV CASCHI	31
ACCESSORI	RACCORDI	34
	ADATTATORI,WHISPER, NUCALI	35
	MANOMETRI, ESTENSIONI, SISTEMI DI FISSAGGIO	36
	VALVOLE	37
	AEROSOL TERAPIA	38
ATTREZZATURE	GENERATORI DI FLUSSO	40
	GENERATORE CPAP CON MONITOR	41
	UMIDIFICATORE ATTIVO	42
INFORMAZIONI UTILI	BROCHURE e LETTERATURA	43
	CERTIFICATI	44

Legenda

SPU	Single Patient Use	NIV	Non Invasive Ventilation
P	Pluri USO	AAV	Valvola Antiasfissia
R	Resterilizzabile	EVE	Easy Vent EMERGENZA
I	Linea Inspiratoria	SNG	Sondino Naso Gastrico
E	Linea Espiratoria	MOQ	Minimum Order Quantity

DIMAX ZERO

DISPONIBILE IN 6 TAGLIE:

- XS/PED • S • M • L
- XL • XXL

5° PUNTO DI
FISSAGGIO

MEMBRANA
AMPIA E SOTTILE

UDI - QRCODE *
per MASCHERE P e R

MAGGIORE COMFORT
PER NASI
PROMINENTI

RACCORDI
INTERCAMBIABILI
CON AGGANCIO
"CLICK" RAPIDO

DIFFUSORE
GIREVOLE
PER UN MAGGIOR
COMFORT

PASSAGGIO SNG

2 CLIP PER
AGGANCIO/SGANCIO
"RAPIDO"



8 plus

ESPIRAZIONE **I**NSPIRAZIONE

1 ZERO REBREATHING

Progettata con linea Inspiratoria ed Espiratoria separate per ridurre a ZERO il rebreathing della CO₂.

2 CONNESSIONI

Dotata di raccordi ventilato e non ventilato per circuiti monotubo o bitubo e connessione "Click" per evitare la disconnessione accidentale

3 COMFORT

Configurazione, flessibilità e contorno morbido permettono di aderire al viso, adattandosi alle diverse conformazioni anatomiche esercitando una pressione uniforme e graduale che evita l'insorgenza di decubiti.

4 TENUTA

Membrana in silicone morbida da 0,3 mm e struttura flessibile in policarbonato per una tenuta pneumatica senza esercitare eccessiva trazione.

5 FUNZIONALITÀ

Nucale a cinque punti di fissaggio per il sincronismo ventilatore/paziente. 2 clips di aggancio/sgancio "rapido" e sicuro, per un'agevole e rapida rimozione e riposizionamento senza modificare la regolazione

6 FLESSIBILITÀ

Particolare flessibilità che si adatta alle diverse configurazioni della fronte del paziente garantendo una pressione di contatto uniforme e graduale

7 AMPIA GAMMA TAGLIE

6 taglie: XS\PED - S - M - L - XL - XXL.

8 VERSIONI



Disponibile in tre diverse versioni: Mono-paziente (SPU), Pluri-paziente 121°(P) o Pluri-paziente 134° (R)

DIMAX ZERO

POSSIBILI CONFIGURAZIONI



• 22F Raccordo NON VENTILATO



• 22M Raccordo VENTILATO con AAV



• 22M Raccordo VENTILATO senza AAV





RACCORDI:

22F NON VENTILATO	22M VENTILATO con AAV	22M VENTILATO senza AAV
		

L'immagine mostra il modello della maschera; i RACCORDI sono sul lato.

CODICE	TAGLIA	MOQ	USO	INCLUDE:
700/6919	XS/PED	Confezioni da 5 Pezzi Imbustate singolarmente	SPU	1 MASCHERA
700/6828	S			3 RACCORDI
700/6829	M			1 NUCALE
700/6830	L			1 PASSAGGIO SNG
700/6831	XL			1 DIFFUSORE
700/7226	XXL			1 22M-22M ADATTATORE
				1 22F TAPPO
				+ 15M MASCHERE XS/PED

CODICE	TAGLIA	MOQ	USO	INCLUDE:
700/6919P	XS/PED	Confezioni da 5 Pezzi Imbustate singolarmente	P	1 MASCHERA
700/6828P	S			3 RACCORDI
700/6829P	M			1 NUCALE
700/6830P	L			1 PASSAGGIO SNG
700/6831P	XL			10 DIFFUSORI
700/7226P	XXL			1 22M-22M ADATTATORE
				1 22F TAPPO
				+ RACCORDO 15M PER MASCHERE XS/PED


CODICE	TAGLIA	MOQ	USO	INCLUDE:
700/6920	XS/PED	Confezioni da 1 pezzo Imbustate singolarmente	R	1 MASCHERA
700/6824	S			3 RACCORDI
700/6825	M			1 NUCALE
700/6826	L			1 PASSAGGIO SNG
700/6827	XL			10 DIFFUSORI
700/7225	XXL			1 22M-22M ADATTATORE
				1 22F TAPPO
				+ RACCORDO 15M PER MASCHERE XS/PED

DIMAX ZERO

POSSIBILI CONFIGURAZIONI



- **22F Raccordo NON VENTILATO**





L'immagine mostra il modello della maschera; i RACCORDI sono sul lato.

RACCORDO

22F NON VENTILATO



CODICE	TAGLIA	MOQ	USO	INCLUDE:	
700/7074	XS/PED	Confezioni da 5 Pezzi	SPU	1	MASCHERA
700/6797	S			1	RACCORDO
700/6798	M			1	NUCALE
700/6799	L			1	PASSAGGIO SNG
700/6800	XL			1	DIFFUSORE
700/7361	XXL			1	22M-22M ADATTATORE
		Imbustate singolarmente		1	22F TAPPO
				+	RACCORDO 15M PER MASCHERE XS/PED

CODICE	TAGLIA	MOQ	USO	INCLUDE:	
700/7074P	XS/PED	Confezioni da 5 Pezzi	P	1	MASCHERA
700/6797P	S			1	RACCORDO
700/6798P	M			1	NUCALE
700/6799P	L			1	PASSAGGIO SNG
700/6800P	XL			10	DIFFUSORI
700/7361P	XXL			1	22M-22M ADATTATORE
		Imbustate singolarmente		1	22F TAPPO
				+	RACCORDO 15M PER MASCHERE XS/PED


CODICE	TAGLIA	MOQ	USO	INCLUDE:	
700/7551	XS/PED	Confezioni da 1 pezzo	R	1	MASCHERA
700/6801	S			1	RACCORDO
700/6802	M			1	NUCALE
700/6803	L			1	PASSAGGIO SNG
700/6804	XL			10	DIFFUSORI
700/7552	XXL			1	22M-22M ADATTATORE
		Imbustate singolarmente		1	22F TAPPO
				+	RACCORDO 15M PER MASCHERE XS/PED

DIMAX ZERO

POSSIBILI CONFIGURAZIONI



- **22F RACCORDO VENTILATO con AAV**





RACCORDO:



L'immagine mostra il modello della maschera; i RACCORDI sono sul lato.

CODICE	TAGLIA	MOQ	USO	INCLUDE:
700/7553	XS/PED	Confezioni da 5 Pezzi	SPU	1 MASCHERA
700/7554	S			1 RACCORDO
700/7555	M			1 NUCALE
700/7556	L			1 PASSAGGIO SNG
700/7557	XL			1 DIFFUSORE
700/7558	XXL			1 22M-22M ADATTATORE
		Imbustate singolarmente		1 22F TAPPO
				+ RACCORDO 15M PER MASCHERE XS/PED

CODICE	TAGLIA	MOQ	USO	INCLUDE:
700/7553P	XS/PED	Confezioni da 5 Pezzi	P	1 MASCHERA
700/7554P	S			1 RACCORDO
700/7555P	M			1 NUCALE
700/7556P	L			1 PASSAGGIO SNG
700/7557P	XL			10 DIFFUSORI
700/7558P	XXL			1 22M-22M ADATTATORE
		Imbustate singolarmente		1 22F TAPPO
				+ RACCORDO 15M PER MASCHERE XS/PED

CODICE	TAGLIA	MOQ	USO	INCLUDE:
700/7559	XS/PED	Confezioni da 1 pezzo	R	1 MASCHERA
700/7560	S			1 RACCORDO
700/7561	M			1 NUCALE
700/7562	L			1 PASSAGGIO SNG
700/7563	XL			10 DIFFUSORI
700/7564	XXL			1 22M-22M ADATTATORE
		Imbustate singolarmente		1 22F TAPPO
				+ RACCORDO 15M PER MASCHERE XS/PED



DIMAX SPU • P • R

INFORMAZIONI UTILI

SPU:
Single Patient Use

*Sanificabile con procedure a freddo per un riutilizzo sullo stesso paziente. **

P:
Risterilizzabile fino a 121°C

*Fornita con tagliandino (TAG) finalizzato a tracciare e quantificare i cicli di sterilizzazione effettuati ed ancora da effettuare e riportante il numero seriale identificativo e riconoscitivo del singolo dispositivo, le istruzioni di pulizia, disinfezione ed eventuale sterilizzazione. **

R:
Risterilizzabile fino a 134°C;

*Fornita con tagliandino (TAG) finalizzato a tracciare e quantificare i cicli di sterilizzazione effettuati ed ancora da effettuare e riportante il numero seriale identificativo e riconoscitivo del singolo dispositivo, le istruzioni di pulizia, disinfezione ed eventuale sterilizzazione. **

**** Per le procedure di pulizia, disinfezione e sterilizzazione di maschere, raccordi e accessori, fare riferimento alle IFU specifiche del prodotto o contattare sales@hmcgroup.it***

DIMAX



7 plus

1 CONNESSIONI

Dotata di raccordi ventilato e non ventilato per circuiti monotubo o bitubo e connessione "Click" per evitare la disconnessione accidentale

2 COMFORT

Configurazione, flessibilità e contorno morbido permettono di aderire al viso, adattandosi alle diverse conformazioni anatomiche esercitando una pressione uniforme e graduale che evita l'insorgenza di decubiti.

3 TENUTA

Membrana in silicone morbida da 0,3 mm e struttura flessibile in polycarbonato per una tenuta pneumatica senza esercitare eccessiva trazione.

4 FUNZIONALITÀ

Nucale a cinque punti di fissaggio per il sincronismo ventilatore/paziente. 2 clip di aggancio/sgancio "rapido" e sicuro, per un'agevole e rapida rimozione e riposizionamento senza modificare la regolazione.

5 FLESSIBILITÀ

Particolare flessibilità che si adatta alle diverse configurazioni della fronte del paziente garantendo una pressione di contatto uniforme e graduale.



6 AMPIA GAMMA TAGLIE

6 taglie: XS\PED - S - M - L - XL - XXL.

7 VERSIONI

Disponibile in tre diverse versioni: Mono-paziente (SPU), Pluri-paziente 121°(P) o Pluri-paziente 134° (R)


- 22F Raccordo **NON VENTILATO**



- 22M Raccordo **VENTILATO con AAV**



- 22M Raccordo **VENTILATO senza AAV**





RACCORDI:

22F NON VENTILATO	22M VENTILATO con AAV	22M VENTILATO senza AAV
		

L'immagine mostra il modello della maschera; i RACCORDI sono sul lato.

CODICE	TAGLIA	MOQ	USO	INCLUDE:
700/6989	XS/PED	Confezioni da 5 Pezzi	SPU	1 MASCHERA
700/6709	S			3 RACCORDI
700/6710	M			1 NUCALE
700/6711	L			1 PASSAGGIO SNG
700/6712	XL			+ RACCORDO 15M PER MASCHERE XS/PED
700/7243	XXL			
		Imbustate singolarmente		

CODICE	TAGLIA	MOQ	USO	INCLUDE:
700/6989P	XS/PED	Confezioni da 5 Pezzi	P	1 MASCHERA
700/6709P	S			3 RACCORDI
700/6710P	M			1 NUCALE
700/6711P	L			1 PASSAGGIO SNG
700/6712P	XL			+ RACCORDO 15M PER MASCHERE XS/PED
700/7243P	XXL			
		Imbustate singolarmente		



CODICE	TAGLIA	MOQ	USO	INCLUDE:
700/7268	XS/PED	Confezioni da 1 pezzo	R	1 MASCHERA
700/6739	S			3 RACCORDI
700/6740	M			1 NUCALE
700/6741	L			1 PASSAGGIO SNG
700/6742	XL			+ RACCORDO 15M PER MASCHERE XS/PED
700/7269	XXL			
		Imbustate singolarmente		

DIMAX

POSSIBILI CONFIGURAZIONI



- 22F Raccordo **NON VENTILATO**





RACCORDO:



L'immagine mostra il modello della maschera; i RACCORDI sono sul lato.

CODICE	TAGLIA	MOQ	USO	INCLUDE:
700/7159	XS/PED	Confezioni da 5 Pezzi Imbustate singolarmente	SPU	1 MASCHERA
700/6700	S			1 RACCORDO
700/6701	M			1 NUCALE
700/6702	L			1 PASSAGGIO SNG
700/6703	XL			+ RACCORDO 15M PER MASCHERE XS/PED
700/7258	XXL			

CODICE	TAGLIA	MOQ	USO	INCLUDE:
700/7159P	XS/PED	Confezioni da 5 Pezzi Imbustate singolarmente	P	1 MASCHERA
700/6700P	S			1 RACCORDO
700/6701P	M			1 NUCALE
700/6702P	L			1 PASSAGGIO SNG
700/6703P	XL			+ RACCORDO 15M PER MASCHERE XS/PED
700/7258P	XXL			


CODICE	TAGLIA	MOQ	USO	INCLUDE:
700/7388	XS/PED	Confezioni da 1 pezzo Imbustate singolarmente	R	1 MASCHERA
700/6747	S			1 RACCORDO
700/6748	M			1 NUCALE
700/6749	L			1 PASSAGGIO SNG
700/6750	XL			+ RACCORDO 15M PER MASCHERE XS/PED
700/7389	XXL			

DIMAX


POSSIBILI CONFIGURAZIONI



- 22F Raccordo **VENTILATO** con AAV



Mono Tubo



Mono Tubo



RACCORDO:



L'immagine mostra il modello della maschera; i RACCORDI sono sul lato.

CODICE	TAGLIA	MOQ	USO	INCLUDE:
700/7390	XS/PED	Confezioni da 5 Pezzi	SPU	1 MASCHERA
700/7391	S			1 RACCORDO
700/7392	M			1 NUCALE
700/7393	L			1 PASSAGGIO SNG
700/7394	XL			+ RACCORDO 15M PER MASCHERE XS/PED
700/7395	XXL			

CODICE	TAGLIA	MOQ	USO	INCLUDE:
700/7390P	XS/PED	Confezioni da 5 Pezzi	P	1 MASCHERA
700/7391P	S			1 RACCORDO
700/7392P	M			1 NUCALE
700/7393P	L			1 PASSAGGIO SNG
700/7394P	XL			+ RACCORDO 15M PER MASCHERE XS/PED
700/7395P	XXL			

CODICE	TAGLIA	MOQ	USO	INCLUDE:
700/7396	XS/PED	Confezioni da 1 pezzo	R	1 MASCHERA
700/7397	S			1 RACCORDO
700/7398	M			1 NUCALE
700/7399	L			1 PASSAGGIO SNG
700/7400	XL			+ RACCORDO 15M PER MASCHERE XS/PED
700/7401	XXL			



RACCORDO:

22M
VENTILATO CON AAV



L'immagine mostra il modello della maschera; i RACCORDI sono sul lato.

CODICE	TAGLIA	MOQ	USO	INCLUDE:
700/7160	XS/PED	Confezioni da 5 Pezzi Imbustate singolarmente	SPU	1 MASCHERA
700/6704	S			1 RACCORDO
700/6705	M			1 NUCALE
700/6706	L			1 PASSAGGIO SNG
700/6707	XL			+ RACCORDO 15M PER MASCHERE XS/PED
700/7251	XXL			

CODICE	TAGLIA	MOQ	USO	INCLUDE:
700/7160P	XS/PED	Confezioni da 5 Pezzi Imbustate singolarmente	P	1 MASCHERA
700/6704P	S			1 RACCORDO
700/6705P	M			1 NUCALE
700/6706P	L			1 PASSAGGIO SNG
700/6707P	XL			+ RACCORDO 15M PER MASCHERE XS/PED
700/7251P	XXL			



- CPAP
- BIPAP
- PSV



"COMFO" ORONASALI:

con NUCALE		CODICE	TAGLIA	MOQ	USO
	NON VENTILATA	700/10217	S	Confezione da 10 pezzi - Imbustate singolarmente	SPU
		700/10214	M		
		700/10211	L		
		700/10227	XL		
		700/10217P	S		P
		700/10214P	M		
		700/10211P	L		
		700/10227P	XL		

con NUCALE		CODICE	TAGLIA	MOQ	USO
	VENTILATA	700/10243	S	Confezione da 10 pezzi - Imbustate singolarmente	SPU
		700/10244	M		
		700/10245	L		
		700/10246	XL		
		700/10243P	S		P
		700/10244P	M		
		700/10245P	L		
		700/10246P	XL		

"COMFO" NASALI:

con NUCALE		CODICE	TAGLIA	MOQ	USO
	NON VENTILATA	700/10208	S	Confezione da 10 pezzi - Imbustate singolarmente	SPU
		700/10205	M		
		700/10202	L		
		700/10208P	S		P
		700/10205P	M		
		700/10202P	L		

con NUCALE		CODICE	TAGLIA	MOQ	USO
	VENTILATA	700/10253	S	Confezione singola - Confezione da 10 pezzi	SPU
		700/10254	M		
		700/10255	L		
		700/10253P	S		P
		700/10254P	M		
		700/10255P	L		

" FRONT" ORONASALI:

	con NUCALE		CODICE	TAGLIA	MOQ	USO
	NON VENTILATA	700/10614	S	Confezione singola - Confezione da 10 pezzi	SPU	
		700/10615	M			
		700/10616	L / XL			
		700/10614P	S		P	
		700/10615P	M			
		700/10616P	L / XL			

	con NUCALE		CODICE	TAGLIA	MOQ	USO
	VENTIALTA	700/10624	S	Confezione singola - Confezione da 10 pezzi	SPU	
		700/10625	M			
		700/10626	L / XL			
		700/10624P	S		P	
		700/10625P	M			
		700/10626P	L / XL			

"FRONT" NASALI:

con NUCALE		CODICE	TAGLIA	MOQ	USO
	NON VENTILATA	700/10604	S	Confezione singola - Confezione da 10 pezzi	SPU
		700/10605	M		
		700/10606	L / XL		
		700/10604P	S		P
		700/10605P	M		
		700/10606P	L / XL		

con NUCALE		CODICE	TAGLIA	MOQ	USO
	VENTILATA	700/10634	S	Confezione singola - Confezione da 10 pezzi	SPU
		700/10635	M		
		700/10636	L / XL		
		700/10634P	S		P
		700/10635P	M		
		700/10636P	L / XL		

"C" ORONASALI:

con NUCALE 		CODICE	TAGLIA	MOQ	USO
	NON VENTILATA	700/11311	S	Confezione singola - Confezione da 10 pezzi	SPU
		700/11312	M		
		700/11313	L		
		700/11311P	S		P
		700/11312P	M		
		700/11313P	L		
con NUCALE 		CODICE	TAGLIA	MOQ	USO
	VENTILATA	700/11343	S	Confezione singola - Confezione da 10 pezzi	SPU
		700/11344	M		
		700/11345	L		
		700/11343P	S		P
		700/11344P	M		
		700/11345P	L		

"C" NASALI:

con NUCALE 		CODICE	TAGLIA	MOQ	USO
	NON VENTILATA	700/11301	S	Confezione singola - Confezione da 10 pezzi	SPU
		700/11302	M		
		700/11303	L		
		700/11301P	S		P
		700/11302P	M		
		700/11303P	L		
con NUCALE 		CODICE	TAGLIA	MOQ	USO
	VENTILATA	700/11353	S	Confezione singola - Confezione da 10 pezzi	SPU
		700/11354	M		
		700/11355	L		
		700/11353P	S		P
		700/11354P	M		
		700/11355P	L		



**Emergenza
Urgenza**



MASCHERE • CASCHI

MAX EASYVENT



	CODICE	TAGLIA	USO
PEEP con FILTRO	700/7153	TAGLIA UNICA	SPU
PEEP senza FILTRO	700/6596		

Dimax con MAX EASYVENT



CODICE	TAGLIA	MOQ	USO	INCLUDE:
700/6922	XS/PED	Confezioni da 5 Pezzi	SPU	1 MASCHERA
				1 MAX EASYVENT
700/6717	S			1 RACCORDO NON VENTILATO 22F
700/6718	M	1 RACCORDO VENTILATO 22M AAV		
700/6719	L	1 RACCORDO VENTILATO 22M senza AAV		
700/6720	XL	1 NUCALE		
		1 PASSAGGIO SNG		
700/7342	XXL	Imbustate singolarmente		+ RACCORDO 15M PER MASCHERE XS/PED

Dimax ZERO con MAX EASYVENT



CODICE	TAGLIA	MOQ	USO	INCLUDE:
700/6923	XS/PED	Confezioni da 5 Pezzi	SPU	1 MASCHERA
700/6840	S			1 MAX EASYVENT
700/6841	M			1 RACCORDO NON VENTILATO 22F
700/6842	L	1 RACCORDO VENTILATO 22M AAV		
700/6843	XL	1 RACCORDO VENTILATO 22M senza AAV		
700/7343	XXL	1 TAPPO 22F		
		22M-22M ADATTATORE		
		1 DIFFUSORE		
		1 NUCALE		
		1 PASSAGGIO SNG		
		1 RACCORDO 15M PER MASCHERE		
		1 XS/PED		
		+		

ORONASALI Front con MAX EASYVENT



CODICE	TAGLIA	MOQ	USO	INCLUDE:
700/7180	S	Confezioni da 5 Pezzi - Imbustate singolarmente	SPU	1 MASCHERA
700/7181	M			1 MAX EASYVENT KIT
700/7182	L/XL			1 NUCALE

SISTEMA CPAP EASY VENT TRACHEO



CODICE	MOQ	USO
700/6503	Confezione singola - Confezione da 10 pezzi	SPU

Sistema per CPAP cannule tracheostomiche o tubo tracheale.
Generatore Venturi ad alta portata fino a 120 lt/min.
Concentrazioni di ossigeno regolabili 30 ÷ 100% (**FiO₂ 0,30 ÷ 1**).
Valvola PEEP regolabile 0 ÷ 20 cmH₂O. Manometro.
A" e "B" connettore per regolazione FiO₂.

POSITIVE PRESSURE SYSTEM • PPS



CODICE	MOQ	USO
700/3424	Confezione singola - Confezione da 10 pezzi	SPU

Generatore Venturi Monotubo per la pressione positiva espiratoria.
"T" piece assemblato con manometro e boccaglio.
Tubo O₂ lungo 180 cm e connettore.
Concentrazione di ossigeno 35 % (FiO₂ 0,35).

MAX EASYVENT HIGH PERFORMANCE



CODICE	TAGLIA	MOQ	USO	INCLUDE:
700/6325	TAGLIA UNICA	Confezione singola - Confezione da 10 pezzi	SPU	1 GENERATORE 1 VENTURI con TUBO 1 MANOMETRO 1 RACCORDO con PEEP FILTRATA ATTACCHI: 1 UNI 1 DIN 1 AFNOR

Dimax con MAX EASYVENT High Performance

UNI • DIN • AFNOR



CODICE	TAGLIA	MOQ	USO	INCLUDE:
700/7621	S	Confezione singola - Confezioni da 5 Pezzi	SPU	1 MASCHERA
700/7622	M			1 HIGH PERFORMANCE MAX EASYVENT
700/7623	L			1 NUCALE
700/7624	XL			1 PASSAGGIO SNG
700/7625	XXL			ATTACCHI: 1 UNI 1 DIN 1 AFNOR



DIN • AFNOR • BS • AGA



CODICE	TAGLIA	MOQ	USO	INCLUDE:
700/7679	S	Confezione singola - Confezioni da 5 Pezzi	SPU	1 MASCHERA
700/7680	M			1 HIGH PERFORMANCE MAX EASYVENT
700/7681	L			1 NUCALE
700/7682	XL			1 PASSAGGIO SNG
700/7683	XXL			ATTACCHI: 1 DIN 1 AFNOR 1 BS 1 AGA



ORONASALI Front con MAX EASYVENT High Performance


UNI • DIN • AFNOR



CODICE	TAGLIA	MOQ	USO	INCLUDE:
700/7580	S	Confezione singola - Confezioni da 5 Pezzi	SPU	1 MASCHERA 1 HIGH PERFORMANCE MAX EASYVENT 1 NUCALE
700/7581	M			<u>ATTACCHI:</u> 1 UNI 1 DIN 1 AFNOR
700/7582	L/XL			

DIN • AFNOR • BS • AGA



CODICE	TAGLIA	MOQ	USO	INCLUDE:
700/7676	S	Confezione singola - Confezioni da 5 Pezzi	SPU	1 MASCHERA 1 HIGH PERFORMANCE MAX EASYVENT 1 NUCALE
700/7677	M			<u>ATTACCHI:</u> 1 DIN 1 AFNOR 1 BS 1 AGA
700/7678	L/XL			

MASCHERA E.V.E.



CODICE	TAGLIA	MOQ	USO	INCLUDE:
700/6413	S / M	Confezione singola	SPU	1 MASCHERA
700/6414	L / XL	Confezione da 10 pezzi		1 MANOMETRO 1 VENTURI TUBO SINGOLO 1 NUCALE

MASCHERA EASYVENT

Con VALVOLA PEEP regolabile con molla e filtro antimicrobico FILTRATA



CODICE	TAGLIA	MOQ	USO	INCLUDE:
700/7111	S / M	Confezione singola	SPU	1 MASCHERA
700/7112	L	-		1 MANOMETRO
700/7113	XL	Confezione da 10 pezzi		1 VENTURI TUBO SINGOLO 1 PEEP CON FILTRO 1 NUCALE

Con VALVOLA PEEP regolabile con molla



CODICE	TAGLIA	MOQ	USO	INCLUDE:
700/6412	S / M	Confezione singola	SPU	1 MASCHERA
700/6411	L	-		1 MANOMETRO
700/6462	XL	Confezione da 10 pezzi		1 VENTURI TUBO SINGOLO 1 PEEP 1 NUCALE

COULISSE CASCO



CODICE	TAGLIA	MOQ	USO	INCLUDE:
500/8612	TAGLIA UNICA	Confezione singola - Confezione da 5 pezzi	SPU	1 CASCO 1 CINGHIA DI FISSAGGIO 1 22F TAPPO 1 22M TAPPO 1 22F MANOMETRO 1 VALVOLA PEEP con molla e filtro antimicrobico 1 SISTEMA VENTURI BITUBO 22M

4 connessioni:

2 RACCORDI 22M
2 RACCORDI 22F



CASCHI PER VENTILAZIONE



NIV • CPAP

CASCHI CPAP



CASCHI ZIP



CODICE	TAGLIA	MOQ	USO	INCLUDE:
500/5447	NEO	Confezione singola - Confezioni da 5 Pezzi	SPU	1 CASCHI
500/5448	PED			2 SISTEMA DI FISSAGGIO / PATELLA
500/5579	XXS			2 22F TAPPO
500/5441	XS			4 22M TAPPO
500/5442	S			2 Passaggio 3 – 19mm
500/5443	M			4 RACCORDI 22F
500/5444	L			2 RACCORDI 22M
500/5445	XL			Caschi Neo & Ped hanno 5 RACCORDI
500/5446	XXL			
500/5568	3XL			

CASCHI ZIP Con Valvola Bidirezionale



CODICE	TAGLIA	MOQ	USO	INCLUDE:
500/5990	NEO	Confezione singola - Confezioni da 5 Pezzi	SPU	1 CASCO
500/5991	PED			2 SISTEMA DI FISSAGGIO / PATELLA
500/5974	XXS			2 22F TAPPO
500/5975	XS			4 22M TAPPO
500/5976	S			2 Passaggio 3 – 19mm
500/5977	M			Caschi Neo & Ped hanno 5 RACCORDI
500/5978	L			
500/5979	XL			
500/5980	XXL			
500/5981	3XL			

CASCHI ZIP Bidirezionale e valvola diaframma



CODICE	TAGLIA	MOQ	USO	INCLUDE:
500/6399	XXS	Confezione singola - Confezioni da 5 Pezzi	SPU	1 CASCHI
500/6400	XS			2 SISTEMA DI FISSAGGIO / PATELLA
500/6401	S			2 22F TAPPO
500/6402	M			4 22M TAPPO
500/6403	L			2 Passaggio 3 – 19mm
500/6404	XL			Caschi Neo & Ped hanno 5 RACCORDI
500/6405	XXL			
500/6406	3XL			

CASCHI CPAP



CASCHI COMFORT OBLO Con Valvola Bidirezionale



CODICE	TAGLIA	MOQ	USO	INCLUDE:
500/6017	NEO	Confezione singola - Confezioni da 5 Pezzi	SPU	1 CASCHI
500/6018	PED			2 SISTEMA DI FISSAGGIO / PATELLA
500/5992	XXS			2 22F TAPPO
500/5993	XS			4 22M TAPPO
500/5994	S			2 Passaggio 3 – 19mm
500/5995	M			4 RACCORDI 22F
500/5996	L			2 RACCORDI 22M
500/5997	XL			Caschi Neo & Ped hanno 5 RACCORDI
500/5998	XXL			
500/5999	3XL			

CASCHI NIV

CASCHI ECO OBLO Con Valvola Bidirezionale



CODICE	TAGLIA	UP	MOQ	USO	INCLUDE:
600/5867	NEO		Confezione singola - Confezioni da 5 Pezzi	SPU	1 CASCHI
600/5868	PED				2 SISTEMA DI FISSAGGIO / PATELLA
600/5859	XXS				2 22F TAPPO
600/5860	XS				4 22M TAPPO
600/5861	S				2 Passaggio 3 – 19mm
600/5862	M				4 RACCORDI 22F
600/5863	L				2 RACCORDI 22M
600/5864	XL				
600/5865	XXL				
600/5866	3XL				

CASCHI 6R ZIP



CODICE	TAGLIA	MOQ	USO	INCLUDE:
600/5586	XXS	Confezione singola - Confezioni da 5 Pezzi	SPU	1 CASCO
600/5234	XS			1 SISTEMA DI FISSAGGIO / PATELLA
600/5235	S			4 22F TAPPO
600/5236	M			2 22M TAPPO
600/5237	L			2 Passaggio 3 – 19mm
600/5238	XL			4 RACCORDI 22F
600/5239	XXL			2 RACCORDI 22M
600/5582	3XL			

CASCHI 6R ZIP con Valvola Bidirezionale



CODICE	TAGLIA	MOQ	USO	INCLUDE:
600/5832	NEO	Confezione singola - Confezioni da 5 Pezzi	SPU	1 CASCO
600/5833	PED			1 SISTEMA DI FISSAGGIO / PATELLA
600/5893	XXS			4 22F TAPPO
600/5825	XS			2 22M TAPPO
600/5826	S			2 Passaggio 3 – 19mm
600/5827	M			2 TUBI 150 cm
600/5828	L			4 RACCORDI 22F
600/5829	XL			2 RACCORDI 22M
600/5830	XXL			*
600/5831	3XL			

CASCHI 6R ZIP con Valvola Bidirezionale e diaframma



CODICE	TAGLIA	MOQ	USO	INCLUDE:
600/5984	XXS	Confezione singola - Confezioni da 5 Pezzi	SPU	1 CASCO
600/5985	XS			1 SISTEMA DI FISSAGGIO / PATELLA
600/5986	S			4 22F TAPPO
600/5987	M			2 22M TAPPO
600/5988	L			2 Passaggio 3 – 19mm
600/5989	XL			2 TUBI 150 cm
600/5990	XXL			4 RACCORDI 22F
600/5991	3XL			2 RACCORDI 22M



**Configurazioni
personalizzabili**



RACCORDI


Tutti i raccordi, come ricambi, sono venduti in Confezione da 10 pezzi .

	DESCRIZIONE	CODICE	TIPO	USO
	NON VENTILATO	700/3302	22F	SPU
		700/3440	22M	
		700/3302P	22F	P
		700/3440P	22M	
		700/3448	22F	R
		700/3449	22M	
	NON VENTILATO <u>con</u> Valvola Antiasfissia (AAV)	700/3296	22F	SPU
		700/3303	22M	
		700/3296P	22F	P
		700/3303P	22M	
	NON VENTILATO <u>con</u> Passaggio per FIBROBRONCOSCOPIO	700/6332	22F	SPU
	VENTILATO <u>senza</u> Valvola Antiasfissia (AAV)	700/3444	22F	SPU
		700/3306	22M	
		700/3444P	22F	P
		700/3306P	22M	
		700/3455	22F	R
		700/3450	22M	
	VENTILATO <u>con</u> Valvola Antiasfissia (AAV)	700/3294	22F	SPU
		700/3300	22M	
		700/3294P	22F	P
		700/3300P	22M	


ADATTATORI E WHISPER

	CODICE	DESCRIZIONE	MOQ	USO
	700/ 3315	22M – 22M ADATTATORE	Confezione da 10 pezzi	SPU
	700/ 3316	22F – 22F ADATTATORE		
	700/70056	22M – 22M/15F ADATTATORE WHISPER GIREVOLE		
	700/70058	22M – 22M ADATTATORE WHISPER		
	700/3342	MANOMETRO MASCHERA	Confezione da 10 pezzi	SPU

NUCALI

	CODICE	DESCRIZIONE	TAGLIA	MOQ	USO
	700/6328	CUFFIA PER MASCHERA DIMAX	XS/PED	Confezione da 10 pezzi	SPU
	700/6506	NUCALE MASCHERE DIMAX «SPU» & «P»	S M L		
	700/3332		XL XXL		
	700/3334	NUCALE MASCHERE DIMAX «R»	S M L		
	700/3333		XL XXL		
	700/6507	NUCALE PER MASCHERE ORONASALI E NASALI	S - XL		
	700/20001	NUCALE PER MASCHERA IN SILICONE	ADULTO mm 700		
	700/6684	NUCALE PER MASCHERA IN Coolmax®	S M L		

MANOMETRO & ESTENSIONI

	CODICE	DESCRIZIONE	MOQ	USO
	700/6355	MANOMETRO CASCO 22F	Confezione da 10 pezzi	SPU
	700/6353	MANOMETRO CASCO 22M		
	700/0932	200 cm CAVO DI ESTENSIONE A SPIRALE		
	700/3358	RACCORDO CVC		

SISTEMI DI FISSAGGIO

	CODICE	DESCRIZIONE	TAGLIA	MOQ	USO
	700/6342	EYELET	cm200	Confezione da 10 pezzi	SPU
	700/6348	EYELET con STOPPER	cm200		
	700/6350	PATELLA PER CASCHI	NEO		
	700/6349		PED		

VALVOLE PEEP REGOLABILI
0 ÷ 20 cmH₂O

	CODICE	DESCRIZIONE	MOQ	USO
	700/5049	- SISTEMA ANTIASFISSIA BIDIREZIONALE - SOVRAPRESSIONE - FILTRO ANTIMICROBICO	Confezione da 10 pezzi	SPU
	700/5050	- CON MOLLA - FILTRO ANTIMICROBICO		
	700/5045	- AMAGNETICA per MRI - FILTRO ANTIMICROBICO		
	700/5056	- SISTEMA ANTIASFISSIA BIDIREZIONALE - SOVRAPRESSIONE		
	700/6336	- SISTEMA ANTIASFISSIA BIDIREZIONALE - CON MOLLA		

VALVOLE PEEP PRETARATE

	CODICE	PRESSIONE cmH ₂ O	MOQ	USO
	700/6339-2,5	2,5	Confezione da 10 pezzi	SPU
	700/6339-5	5		
	700/6339-7,5	7,5		
	700/6339-10	10		
	700/6339-12,5	12,5		
	700/6339-15	15		
	700/6339-20	20		

AEROSOL TERAPIA

		CODICE	MOQ	USO
PER MASCHERA EASYVENT		700/5066	Confezione singola - Confezione da 10 pezzi	SPU
PER CASCHI		700/5065	Confezione singola - Confezione da 10 pezzi	
PER MASCHERA DIMAX		700/3406	Confezione singola - Confezione da 10 pezzi	



- UMIDIFICATORE
- GENERATORI DI FLUSSO



GENERATORI DI FLUSSO

	CODICE	DESCRIZIONE	MOQ
	700/3067 700/3067-A 700/3067-D	DOPPIO FLUSSIMETRO 30/30 Lt./min UNI AFNOR DIN	Confezione singola
	700/6361 *	GENERATORE VENTURI EASYFLOW	
	700/6361S*	GENERATORE VENTURI EASYFLOW con sistema di fissaggio per supporto e tubo O2	
	700/6361-M*	GENERATORE VENTURI EASYFLOW con MANOMETRO	
L'attrezzatura può essere fornita con i seguenti innesti O2 da specificare nell'ordine: UNI, AFNOR, DIN, BS, AGA			
	331105	ATTACCO OSSIGENO AFNOR	Confezione singola
	332100	ATTACCO OSSIGENO DIN	
	334100	ATTACCO OSSIGENO UNI	

40

GENERATORE CPAP CON MONITOR

	CODICE	DESCRIZIONE	MOQ
	700/6358*	GENERATORE CPAP con MONITOR	-
	700/6352	RACCORDO PER Sonda TEMPERATURA-PRESSIONE	Confezione da 10 pezzi
	700/6622	KIT PER COLLEGARE MASCHERA DIMAX AL GENERATORE CPAP EASY FLOW MONITOR. Valvola PEEP regolabile a molla e tubo di prolunga per il monitoraggio della pressione.	Confezione da 10 pezzi
* L'attrezzatura può essere fornita con i seguenti innesti O ₂ da specificare nell'ordine: UNI, AFNOR, DIN, BS, AGA			
RICAMBI PER MONITOR CPAP			
	700/3365	CAVO DI COLLEGAMENTO DELLA CELLA OSSIGENO	Confezione singola
	700/3364	CELLA OSSIGENO	
	700/3363	ALIMENTATORE	
	700/3361	SONDA DI TEMPERATURA ASSEMBLATA	
	700/3366	PNEUMOTACOGRFO SPIRALATO	
	700/3362	TUBO OSSIGENO 2 MT	
	330505	ATTACCO AFNOR	
	332500	ATTACCO DIN	
	334500	ATTACCO UNI	

UMIDIFICATORE



TURBH₂O

	CODICE	DESCRIZIONE	TAGLIA	MOQ	
	700/6364	TURBH ₂ O	TAGLIA UNICA	Confezione singola	
CIRCUITI UMIDIFICATORE					
CIRCUITI TERMOREGOLATI con camera di umidificazione 	800/5002	DOPPIO TUBO	ADULT 150cm	Confezione singola da 10 pezzi	CONVALIDATO PER UN USO DI 28 GIORNI
	800/5003	MONO TUBO	ADULT 150cm		
	800/5004	DOPPIO TUBO	ADULT 180cm		
	800/5005	MONO TUBO	ADULT 180cm		
	800/5006	DOPPIO TUBO	PED 150cm		
	800/5007	MONO TUBO	PED 150cm		
	800/5008	DOPPIO TUBO	PED 180cm		
	800/5009	MONO TUBO	PED 180cm		
	800/5010	DOPPIO TUBO	NEO 160cm		
	800/5041	MONO TUBO	NEO 160cm		
	800/5026	CAMERA DI UMIDIFICAZIONE		Imbustati singolarmente	
RICAMBI					
	230500	ATTACCO A BARRA	*SU RICHIESTA	Imbustati singolarmente	—
 *	700/5039	ATTACCO PIANO			
	221101	ATTACCO A STATIVO			
	700/1007	CAVO A Y PER TUBI TERMOREGOLATI			
	700/1008	ALIMENTATORE ESTERNO			

42



BROCHURES



LETTERATURA



CERTIFICATI

	<i>EU Quality Management System Certificate</i> 0425-MDR-030101-00 <i>Certificato UE del Sistema di Gestione della Qualità</i>
	<i>Environmental Management System Certificate</i> UNI EN ISO 14001 <i>Certificato del Sistema di Gestione Ambientale</i>
	<i>Quality Management System Certificate</i> UNI CEI EN ISO 13485 <i>Certificato del Sistema di Gestione per la Qualità</i>
	510K Number: K232836



Note:



A series of 20 horizontal lines for taking notes.



We help health

HMC Premedical S.p.A
www.hmcgroup.it

Italy

Mirandola Via Bosco 1/3 - 41037 Mirandola (MO) Italy

Medolla Via Galilei 6 - 41036 Medolla (MO) Italy

United Kingdom

Bolton - Medicina Ltd - Station Road, Blackrod - Bolton. BL6 5BN



Website



Sustainability



Certifications